

# LIFETIME LIMITED WARRANTY

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



**12 HARBOR PARK DRIVE  
PORT WASHINGTON, NY 11050  
MADE IN CHINA**

© 2002 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA



## **Premium Series Bath Bench Banco para Baño Serie Premium Banc de bain Série Premium**

For use with item# 12500



**NOTE:** Before assembly, insure that all parts and quantities match parts list. Inspect all components for shipping damage. If any parts are determined to be missing or damaged, contact your dealer/retailer for replacements.

## WARNING!

DO NOT use this equipment without first reading and understanding its instruction sheet. If you are unable to understand these instructions, contact a healthcare professional, dealer, or technical person before installing. Otherwise, injury or damage may occur. These shower seats are not designed to support the total weight of an individual. Use arms for assistance only.

## PART LIST

1. Seat – 1 each
2. Leg – 4 each
3. Arms – 2 each\*
4. Back – 1 each \*\*


\*Arms are sold separately under item# 12503.

\*\* Back available with item# 12502

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place seat (1) upside down on a flat surface. Insert leg (2) into the corner recess of the seat by applying a firm downward pressure until leg is fully engaged. Repeat step #1 for all 4 legs.
2. For model with arms (3) place chair upright and insert arms into holes in side of seat until arm is fully engaged.
3. For models with a back place back in the slot, which is in the rear of the seat, and insert back until engaged.

To adjust legs for proper height or, uneven surfaces, rotate the leg extension and disengage from leg. Then insert leg extension into desired slot until adjustment is fully engaged.



## DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. The back has a lock tab that, when depressed, will allow the back to be pulled out of their slots freely.
2. To remove arms, pinch together the tabs on the arm which, when assembled, will be under the seat.
3. It is not recommended to remove legs as this may cause damage to the products. The legs are not designed to be removed after assembly.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Do not use an abrasive cleaner. Use a non-abrasive cleaner with warm water.
2. Periodically inspect all components for damage or looseness.

**NOTA:** antes del armado, asegúrese que todas las partes y su cantidad concuerden con la lista de partes. Inspeccione todos los componentes para descartar daños de envío. Si se comprueba que alguna parte esta perdida o dañada, comuníquese con su vendedor/distribuidor para que sea reemplazada.

## ADVERTENCIA!

DO NOT use this equipment without first reading and understanding its instruction sheet. If you are unable to understand these instructions, contact a healthcare professional, dealer, or technical person before installing. Otherwise, injury or damage may occur. These shower seats are not designed to support the total weight of an individual. Use arms for assistance only.

### Lista de Partes

1. Asiento – 1 unidad
2. Patas - 4 unidades
3. Brazos - 2 unidades\*
4. Respaldo – 1 unidad\*\*


\*Los brazos se venden separadamente bajo item # 12503

\*\*El respaldo está disponible con el item # 12502

### Instrucciones de Armado

1. Coloque el Asiento (1) dado vuelta sobre una superficie lisa. Inserte la pata (2) en la depresión del ángulo del asiento aplicando una presión firme hacia abajo hasta que la pata esté completamente trabada. Repita el paso #1 para las 4 patas.
2. Para los modelos con brazos (3), coloque pare la silla e inserte los brazos en los orificios a los costados del asiento hasta que el brazo esté completamente trabado.
3. Para los modelos con respaldo, coloque el respaldo en la ranura que está en la parte posterior del asiento e inserte el respaldo hasta que esté completamente trabado.

Para ajustar las patas a la altura deseada o en superficies desparejas, rote la extensión de la pata y destrabe la pata. Luego inserte la extensión de la pata en la ranura deseada hasta que el ajuste esté completamente trabado.



### Instrucciones para el Desarmado

1. El respaldo tiene una lengüeta para trabar que, cuando está baja, permitirá que el respaldo sea quitado de su ranura libremente.
2. Para quitar los brazos, apriete las lengüetas de los brazos juntas, las cuales al armarlo, estarán debajo del asiento.
3. No se recomienda quitar las patas porque puede causar daños al producto. Las patas no fueron diseñadas para ser quitadas luego del armado.

### Cuidado y Mantenimiento

1. No use limpiador abrasivo. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia.
2. Periódicamente revise todos los componentes para verificar que no estén dañados o flojos.

**NOTE:** Avant de procéder à l'assemblage, s'assurer que toutes les pièces et les quantités requises sont conformes à la liste de pièces. Inspecter chacune des composantes et s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contacter votre détaillant autorisé Drive pour obtenir un remplacement.

## ATTENTION!

Ne pas utiliser cet appareil avant d'avoir lu et compris les directives d'installation. Si vous ne pouvez comprendre ces directives, adressez-vous à votre détaillant, à un(e) spécialiste en équipement médical ou un (e) professionnel de la santé avant de procéder à l'assemblage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou un bris de l'appareil. Cet appareil peut supporter le poids d'un individu dont le poids n'excède pas 300 lbs (136 Kg). Les bancs de bain avec poignées ne sont pas conçus afin de supporter le poids entier d'un individu. N'utiliser celles-ci uniquement que pour assister lors l'utilisation.

### Liste des pièces:

1. Siège- 1 un.
2. Pattes- 4 un.
3. Poignées- 2 un.\*
4. Dossier- 1 un.\*\*

\*Appuis-bras vendus separement 12503.


\*\* Dossier offert avec l'item #12501

### Directives d'assemblage:

1. Placer le banc ( 1 ) à l'envers sur une surface de travail, plate. Insérer les pattes ( 2 ) dans les encavures situées aux quatre coins, en poussant fermement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement enfoncées.
2. Pour les modèles munis de poignées ( 3 ), retourner le banc sur ses pattes et insérer la bases de la poignée dans les encavures rondes en poussant fermement jusqu'à ce qu'elles soient entièrement enfoncées.

3. Pour les modèles munis d'un dossier ( 4 ), insérer le dossier dans l'encavure rectangulaire vers l'arrière du banc en poussant fermement jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé.

Pour ajuster la longueur des pattes afin d'obtenir la hauteur désirée ou en cas de plancher irrégulier, faire tourner la partie mobile de la patte et trouver l'encoche appropriée.



### Directives de démontage:

1. Le dossier est muni d'un cran de verrouillage qui, lorsqu'il est pressé, permet de retirer le dossier sans efforts.
2. Les poignées s'enlèvent en appuyant sur les crans de verrouillage situés sous le siège.
3. Il n'est pas recommandé de retirer les pattes car ceci pourrait les endommager. Une fois installées, les pattes n'ont pas été conçues afin de pouvoir s'enlever.

### Entretien

1. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif. Utiliser un nettoyant non-abrasif et de l'eau tiède.
2. Inspecter régulièrement afin de déceler bris et desserrement.

## Garantía Limitada de por Vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

## Garantía a vida limitada

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil. Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale.

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés. Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.