



www.drivemedical.com



Item # 11145-1

Folding Commode

Silla con Orinal - Plegable


Siège de Toilette Pliant

Instructions & Warranty
Instrucciones y Garantía
Instructions et Garantie


www.drivemedical.com

Commode Assembly Instructions


1.




2.



3.



4.



7.



www.drivemedical.com



Assembling Commode:

1. Remove packing material from commode parts.
2. Unfold commode and stand up.
3. Adjust the two sides of the commode so the pail frame can be lowered onto the side frames until locked securely.
4. Place splash shield onto commode frame. Place bucket into splash shield.
5. Attach seat and lid by pressing down on rear of commode frame.
6. Attach back support by holding both ends while depressing brass push pins. Place back support into frame receptacle and push down until the brass push pins "snap" through frame holes.
7. Attach thumb screw in front to secure commode frame to side frame.

Disassembling Commode:

1. Remove lid, seat, bucket and splash guard.
2. Remove back by depressing push pins and pulling up on back support.
3. Un-attach thumb screw.
4. Pull up on front of commode frame until the guides are clear from side frames.
5. Push side frames away from commode frame to allow the commode frame to fold down.
6. Swing one side of side frame to back of commode.
7. Swing the other side of the cross frame to the front of commode.

Instrucciones de Asamblea de cómoda



Armado de la Silla con Orinal:

1. Quite el material de embalaje de las partes de la silla con orinal.
2. Despliegue la silla con orinal y párela.
3. Ajuste los dos lados de la silla con orinal de tal manera que el marco para el cubo pueda ser bajado en los marcos laterales hasta que se traben con seguridad.
4. Coloque el protector de salpicaduras en el marco de la silla con orinal. Coloque el cubo dentro del protector de salpicaduras.
5. Ponga el asiento y la tapa presionando hacia abajo en la parte posterior del marco de la silla con orinal.
6. Ponga el respaldo sosteniendo ambos extremos mientras empuja los broches metálicos de presión. Coloque el respaldo en el receptáculo del marco y empuje hacia abajo hasta que los broches metálicos de presión aparezcan a través de los orificios del marco.
7. Coloque los tornillos de ajuste manual en el

Para Desarmar:


1. Quite la tapa, el asiento, el cubo y el protector de salpicaduras.
2. Quite el respaldo deprimiendo los broches de presión y jalando del respaldo.
3. Desenrosque los tornillos de ajuste manual.
4. Levante el frente del marco de la silla con orinal hasta que las guías estén separadas de los marcos laterales.
5. Empuje los marcos laterales hacia afuera del marco de la silla con orinal para permitir que el marco de la silla con orinal se pliegue.
6. Gire un lado del marco lateral hacia la parte posterior de la silla con orinal.
7. Gire el otro lado del marco de soporte hacia el frente de la silla con orinal.

Les Instructions d'Assemblée de commode


1.




2.



3.



4.



Couvercle de commode

Seau de commode

7.



Montage du siège de toilette pliant:

1. Enlevez les pièces de leur emballage.
2. Dépliez le cadre et le mettre droit.
3. Ajustez-en les deux côtés pour pouvoir insérer le support du seau jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.
4. Placez premièrement le protège éclaboussures puis le seau à l'intérieur.
5. Fixez le siège et le rabattant en pressant dessus à l'arrière du cadre.
6. Prenez le dossier des deux mains tout en pressant sur les boutons poussoir. Fixez-le à la place prévue sur le cadre et poussez jusqu'à ce que les boutons poussoirs cliquent.
7. Verrouiller l'ensemble du siège au cadre au moyen de la vis à papillon située sur le devant.

Pour démonter :

1. Enlevez premièrement le rabattant, le siège et le protège éclaboussures.
2. Enlevez ensuite le dossier en appuyant sur les boutons poussoir pour les dégager et retirer le dossier.
3. Enlever la vis à papillon.
4. Tirer sur le devant du cadre jusqu'à ce que les guides soient dégagés.
5. Pousser vers l'extérieur sur chaque côté du cadre pour permettre à la structure de se replier.
6. Replier le premier côté vers l'arrière.
7. Replier le deuxième côté vers l'avant.

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



Port Washington, NY 11050

MADE IN CHINA

© 2002 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

Garantía Limitada de por Vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



Port Washington, NY 11050

Hecho en China

©2002 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.

Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

Garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



Port Washington, NY 11050

Fabriqué en Chine

© 2002 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.

Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine